

----- GENERAL SET UP -----

Pseudo Obs = 2

Nstep = 1

Niter = 30

Nyear = 3

Error limitation = 2


----- OBSERVATIONS -----

OBS step1 : /Rtot/Ctot


----- PARAMETERS -----

PARAM step1 : /Q10/Tau_pas/C_act_t0/C_pas_t0/Wf_x0


Obs : Ract




Obs : Rpas









Obs : Rtot








Obs : Cact



















CORRELATIONS

Q10 - Wf_x0 : 0.70

Tau_pas - C_pas_t0 : 0.92